

NUPOLAR®

lentes polarizados

1.74

índice ultra alto



Vaya más alto con NuPolar® 1.74

Un índice más alto significa una mayor satisfacción para sus pacientes de alta RX y mayores ventas de segundo par para su negocio.

Los lentes NuPolar® 1.74 están fabricados con resina MR-174™, un material para lentes de índice ultra alto que le permite ofrecer más potencia en un lente más delgado. Eso significa que sus pacientes de prescripción alta pueden tener lentes de sol polarizados más delgados y atractivos para sus aventuras bajo el sol.

- + NuPolar® = lentes polarizados de calidad óptica
- + Alta eficiencia de polarización para bloquear el intenso resplandor solar.
- + Alto índice de refracción = lentes polarizados súper delgados
 - + Ideal para pacientes con Rx más altas
 - + Rango Rx -13,00 D a +9,00 D
 - + Ahora disponibles en Gris y **café**

Póngase en contacto con su laboratorio óptico hoy y solicite lentes NuPolar 1.74®.

**YOUNGER
OPTICS** 
Los Innovadores De Los Lentes Ópticos