

VAMOS MÁS ALTO

NuPolar® 1.74 Alto Índice

YA DISPONIBLE EN GRIS, CAFÉ Y VERDE

CON O SIN CAPA DURA

✓ **Hecho de material MR-174™**

Permite buenas características de procesamiento y estabilidad.

✓ **Excelente estabilidad al calor**

La calidad de NuPolar asegura una excelente estabilidad térmica, particularmente durante las aplicaciones de A/R y Hard Coating.

✓ **Excelente uniformidad de color**

NuPolar no tiene rival en la uniformidad del color, lo que garantiza colores uniformemente coincidentes.

✓ **Amplio rango de prescripción**

Las cinco curvas bases más la precisa ubicación de la película, permiten un espesor mínimo en casi todas las necesidades de RX.

✓ **Control de curva real constante**

Los estándares extremadamente estrictos de NuPolar, dan como resultado un excelente control de curvas para una mejor visión, y es perfecto para los requisitos actuales de la talla digital con Free Form.

✓ **Colores verdadero**

A diferencia de otros productos polarizados, los estándares de calidad de NuPolar nunca permite que su verdadero gris o café se vea demasiado verde o demasiado azul.

✓ **Excelente adherencia**

Los productos NuPolar se someten a pruebas estrictas y patentadas, para garantizar que los productos NuPolar no se delaminarán ni se separarán.

✓ **Cuenta con garantía NuPolar**

NuPolar 1.74 incluye todas las garantías aplicables a toda la "familia de lentes" NuPolar.

✓ **Alta eficiencia de polarización**

Como todos los productos NuPolar, NuPolar 1.74 tiene una eficiencia de polarización muy alta. Si no tiene una alta eficiencia de polarización, ¡puede estar seguro de que no es NuPolar!

ALTO ÍNDICE 1.74 (MR-174™)

MONOFOCAL NUPOLAR® GRIS, CAFÉ Y VERDE

(CON O SIN CAPA DURA)

DIÁMETRO	CURVA NOMINAL	CURVA REAL	CURVA POSTERIOR	BORDE	CENTRO	SAG A LOS 50	RADIO	RANGO RX
70	0.50 HC	0.51	6.29	14.5	7.0	0.30	1042.076	-14.00D to +9.00D
70	0.50 UC	0.58	6.29	14.5	7.0	0.34	908.571	
70	2.00	1.94	6.29	14.5	8.6	1.15	272.647	
70	4.25	4.17	6.29	12.5	9.3	2.48	127.251	
75	6.25	6.25	6.29	10.6	10.3	3.77	84.735	
75	8.50	8.38	9.33	12.5	10.2	5.15	63.236	

NUPOLAR®
lentes polarizados

YOUNGER OPTICS
The Optical Lens Innovators