

**MULTIFOCALES
TRILOGY®**



**Calidad
Óptica Superior**



TRILOGY®
LENSES

**Resistencia
al impacto
y
resistencia
química**

**Bifocal
Flat-Top 28
Trilogy®**



**NUEVO:
Bifocal
Flat-Top 35
Trilogy®**

Liviano

**NUEVO:
Trifocal
7 x 8
Trilogy®**

**YOUNGER
OPTICS** 

Los Innovadores De Los Lentes Ópticos

ANUNCIO AL LABORATORIO:

Ahora disponibles en Multifocales Trilogy® en FT35 & 7x28 de Younger Optics

Trilogy® Bifocal FT28 - Claro hardcoated

∅	NOMINAL CURVE	TRUE CURVE	BACK CURVE	EDGE	CENTER	SEG DROP	SEG INSET	SAG AT 50	RADIUS	RX RANGE
76	2.25	2.26	4.25	14.5	12.5	5.0	6.0	1.33	234.280	-8.00D to +6.50D
76	4.25	4.28	6.25	14.5	11.5	5.0	6.0	2.55	123.830	
76	6.25	6.30	6.25	8.0	8.0	5.0	6.0	3.80	84.195	
76	8.25	8.34	6.25	8.5	11.5	5.0	6.0	5.12	63.573	

Add Range 1.00 D to 3.50 D

Nuevo Bifocal FT35 Trilogy® - Claro hardcoated

∅	NOMINAL CURVE	TRUE CURVE	BACK CURVE	EDGE	CENTER	SEG DROP	SEG INSET	SAG AT 50	RADIUS	RX RANGE
76	2.25	2.26	4.25	14.5	12.5	5.0	6.0	1.33	234.280	-8.00D to +6.50D
76	4.25	4.28	6.25	14.5	11.5	5.0	6.0	2.55	123.830	
76	6.25	6.29	6.25	8.0	8.0	5.0	6.0	3.80	84.195	
76	8.25	8.34	6.25	8.5	11.5	5.0	6.0	5.12	63.573	

Add Range 1.00 D to 3.50 D

Nuevo 7 x 28 Trifocal Trilogy® - Claro hardcoated

∅	NOMINAL CURVE	TRUE CURVE	BACK CURVE	EDGE	CENTER	SEG DROP	SEG INSET	SAG AT 50	RADIUS	RX RANGE
76	4.25	4.30	6.28	14.2	11.8	4.0	4.0	2.56	123.272	-7.00D to +6.50D
76	6.25	6.30	6.28	7.7	8.0	4.0	4.0	3.80	84.103	
76	8.25	8.36	6.28	7.8	11.3	4.0	4.0	5.14	63.397	

Add Range 1.50 D to 3.50 D

Para ordenar, llame al
1-800-366-5367

**YOUNGER
OPTICS** 
The Optical Lens Innovators